

# ORTESIS

## ORTESIS CORTAS MIEMBRO INFERIOR



### **VALVAS DAFO:**

Se caracterizan por su contacto íntimo, permitiéndolos así, una buena estabilidad para la bipedestación o bien para la marcha. Es fundamental que estas ortesis sean flexibles como también ultralivianas.

### **VALVA DAFO ARTICULADA:**

Ortesis de tobillo y pie de control envolvente, de contacto total, según toma de molde de yeso. Aislación con goma eva en zona de roces y eminencias óseas, antigrasping, sujeción con velcros y contacto íntimo para uso en calzado.



### **VALVAS AFO:**

Ortesis de tobillo y pie. Es una ortesis que previene la flexión plantar (pie caído) y brinda una estabilidad mediolateral. Algunos de los usos indicados para la afecciones tales como dorsiflexores débiles/pie caído, entre otras.

# ORTESIS

## ORTESIS MIEMBRO SUPERIOR



### FÉRULAS MIEMBRO SUPERIOR:

Tiene como función conseguir la inmovilización y alineación articular de la muñeca, mano y dedos en posición y oposición del pulgar, pudiendo variar el ángulo de posicionamiento.

### CORSET TLSO:

Se usa para mantener la espalda derecha después de una cirugía para tratar la escoliosis o una fractura de la columna vertebral. Usar el TLSO correctamente lo ayudará a moverse por su cuenta.

